

## REALISATION DU PRELEVEMENT

- Faire porter un **masque chirurgical** au patient à prélever
- Le préleveur s'équipe idéalement du matériel de protection adéquat (gants, surblouse, masque chirurgical et si possible protection oculaire)
- Faire asseoir le patient, abaisser son masque chirurgical et réaliser le prélèvement comme expliqué ci-dessous
- Remettre le masque chirurgical au patient
- Le faire sortir de la pièce où a été réalisé le prélèvement
- Nettoyer les surfaces ayant été en contact avec le patient à l'aide des désinfectants usuels

## PRELEVEMENT ORO-PHARYNGE + FROTTIS NASAL SUPERFICIEL

### !!! FAUX NEGATIFS !!!

### LE RESPECT DES PROCEDURES EST IMPORTANT POUR EVITER LES FAUX NEGATIFS

- Prenez un abaisse-langue et poussez la langue vers le bas
- Demandez au patient de dire «AAA» et placez l'écouvillon contre la paroi arrière de la gorge; **frottez-le 2 à 3 fois contre la paroi dorsale du pharynx, à gauche et à droite. Faites-le en douceur, mais de manière ciblée et rapide. Si vous ne réussissez pas un mouvement, demandez au patient de dire à nouveau «AAA» et répétez le mouvement.**
- Insérez ensuite **le même écouvillon** successivement dans la narine droite et la narine gauche.  
Introduisez-le à l'horizontal jusqu'à ce que vous sentiez une légère résistance ou que le patient ne le tolère plus (ne pas l'enfoncer dans le nasopharynx).
- Tournez-le **dans chaque narine 3 fois.**
- Placez le frottis dans le milieu de transport (cassez la tige manuellement pour permettre la fermeture étanche du bouchon)
- En attendant l'expédition, conservez l'échantillon au frigo (2°C - 8°C).



Écouvillon épais

Le frottis **oro-pharyngé** doit être réalisé sur **tube UTM** avec **écouvillon épais**

NE **PAS** UTILISER LES FROTTIS DESTINES AUX PRELEVEMENTS NASO-PHARYNGES (écouvillons minces) !  
NE **PAS** UTILISER LES FROTTIS CHLAMYDIA-GONOCOQUES !

\* **MERCI DE COMMANDER AU CAS PAR CAS EN FONCTION DES BESOINS REELS; NOS STOCKS SONT LIMITEES**

Nous sommes navrés de devoir mettre en place une procédure de distribution mais, malgré des commandes conséquentes, nous sommes actuellement livrés au compte-goutte.

## PROCEDURE D'EMBALLAGE

### PRE-EMBALLAGE

Il est impératif de remplir complètement la demande (**formulaire électronique intégré dans votre DMI** depuis le 03 mai 2020). Ne pas oublier de compléter toutes les informations administratives (date, signature, copie confrère, copie patient, laboratoire destinataire\*)

\* Notre laboratoire figure dans la liste des laboratoires réalisant les tests PCR (Listing Sciensano) sous le titre «ULB INSTITUT DE BIOLOGIE CLINIQUE»

- Imprimez le formulaire.
- Etiquetez le formulaire et le tube UTM avec les étiquettes jaunes fournies dans le kit de prélèvement.
- Fermez correctement le tube et désinfectez-le avant envoi.

### EMBALLAGE

- Entourez le prélèvement (tube UTM) d'un papier absorbant (style essuie-tout) et placez-le dans un sac en plastique refermable hermétique. Désinfectez le sachet contenant le prélèvement.
- Glissez le sachet en plastique contenant le prélèvement **bien fermé** dans un second sac en plastique hermétique et placez-y le formulaire complété préalablement.

#### TRES IMPORTANT :

Il est impératif de placer le formulaire de demande complété **EN DEHORS DU SACHET CONTENANT LE PRELEVEMENT**  
Désinfectez le second sachet.

- Les autres échantillons éventuels réalisés pour le patient ne doivent **PAS** être présents dans ce double emballage.

## PROCEDURE DE CONSERVATION - TRANSPORT

- **Conservation pré-analytique** : les kits reçus peuvent être conservés entre 2°C et 25°C avant utilisation.
- **Après réalisation** : **conserver impérativement au frigo (2-8°C)** et acheminer le **plus rapidement possible** au laboratoire
- Contacter le laboratoire (02/543 00 00) et planifier l'enlèvement par le chauffeur.

## COMMUNICATION DES RESULTATS

- Le résultat du test vous sera communiqué par courrier, fax, LabonLine, Cyberlab ou tout autre moyen de votre choix.
- **Les résultats positifs** sont actuellement communiqués directement par téléphone.
- Si vous avez des questions concernant le résultat, veuillez contacter le laboratoire au n° de téléphone **02 543 00 00**

Nous faisons notre maximum pour vous donner l'information la plus fiable possible dans ce contexte difficile.  
Nous vous remercions pour votre confiance.

La Direction et l'équipe des biologistes IBC<sup>LAB</sup>