

Concerne : tests Quantiféron

Chers collègues,

La dernière phase de consolidation du laboratoire d'immunologie du LHUB_ULB est à présent terminée, et toute l'activité consolidée sur le site HORTA, y compris les tests Quantiféron.

Afin d'harmoniser le flux des tubes Quantiféron entre les différents sites du LHUB-ULB, nous vous demandons, désormais, de prélever uniquement **1 grand tube (>5 ml) héparine sodium / lithium** (bouchon vert).

Ces tubes sont à commander via la pharmacie de l'hôpital (réf : 367876)



Les conditions pré-analytiques sont les suivantes :

- 1 grand tube héparine (sodium ou lithium, 6 ml)
- Prélèvement du lundi au jeudi
- Pas de prélèvement la veille d'un week-end ou jour férié.
- Conservation et transport à température ambiante dans les 16h qui suivent

Celles-ci sont par ailleurs rappelées sur la feuilles de demande spécifique.

Vous pouvez également demander ce test via la demande papier de prise de sang usuelle, en l'ajoutant à la main (existe sur la grande demande bleue à Erasme)

Merci d'avance pour votre collaboration
Laboratoire d'Immunologie LHUB-ULB
CHU-Brugmann site Horta, centre de tri
Avenue J.J. Crocq, 1
1020 Bruxelles

Numéros de téléphone utiles : Centre de tri du site Horta : 02/4772511

Laboratoire d'immunologie : 02/4772545

F Corazza (Med Biol) : 02/4772506

C Nagant, (Pharm Biol, Dr Sc) : 02/4772507

J Smet (Med Biol) : 02/4772153

P Stordeur (Dr Sc) : 02/4772062