

Cachet Médecin prescripteur :	Identification Patient :

QuantiFERON-TB Gold

Test immunologique de dépistage de l'infection par

Mycobacterium tuberculosis

CONDITIONS DE PRÉLÈVEMENT :

- Grand tube avec bouchon **vert foncé** (Héparine Na/Li sans gel)
- Bien remplir le tube (**6 ml**)
- Prélèvement le matin **du lundi au jeudi** uniquement (pas d'analyse le vendredi ni veille de jour férié)
- Envoi à température ambiante

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES (à cocher):

- Contact** avec un patient tuberculeux (ex direct et/ou culture et/ou PCR positifs)
- Contact** avec un patient suspect de tuberculose
- Intra-dermo positive** chez un patient ayant été vacciné par BCG
- Recherche de tuberculose latente avant traitement par **anti-TNF**
- Recherche de tuberculose latente pendant traitement **anti-TNF**
- Recherche de tuberculose latente avant **autre traitement immunosuppresseur** : préciser.....
- Infection** par VIH
- Dialyse** :
 - hémodialyse
 - dialyse péritonéale
- Bilan pré-greffe**
 - Rein
 - Foie
 - poumon
- Pathologie hématologique maligne
- Autre :
 - Avant / après séjour dans un pays à haute endémicité de tuberculose
 - Suspicion de tuberculose active : préciser le contexte clinique sachant que le QFT n'est **PAS** un test de diagnostic de la tuberculose
 -