

## DOSAGE DU CUIVRE ET DU ZINC SÉRIQUES : NOUVEAUTÉS (22/06/2022)

Le dosage du cuivre et du zinc est de plus en plus répandu dans la pratique clinique. Cette tendance nous a incités à être plus performants et à vous rendre les résultats beaucoup plus rapidement. Nous avons investigué une nouvelle méthode colorimétrique et celle-ci s'est avérée très comparable à la technique de référence (ICP-MS) à tel point que les valeurs normales sont quasi inchangées. Ce dosage colorimétrique n'est actuellement pas remboursé par l'INAMI, néanmoins étant donné son intérêt, nous avons limité le coût à charge du patient au strict minimum.

A partir du lundi 27 juin, ces analyses seront exécutées à IBC avec un délai de réponse de 24 heures.

BIOCHIMIE GENERALE	
FONCTION RENALE - IONS	
11 954	<input type="checkbox"/> Acide urique ..... 1
995	<input type="checkbox"/> Urée ..... 1
996	<input type="checkbox"/> Créatinine + GFR ..... 1
12 986	<input type="checkbox"/> Chlore ..... 1
985	<input type="checkbox"/> Potassium ..... 1
984	<input type="checkbox"/> Sodium ..... 1
159 988	<input type="checkbox"/> Calcium ..... 1
997	<input type="checkbox"/> Calcium ajusté ..... 1
989	<input type="checkbox"/> Phosphore ..... 1
990	<input type="checkbox"/> Magnésium ..... 1
942	<input type="checkbox"/> Cuivre (2 €) ..... 1
943	<input type="checkbox"/> Zinc (2€) ..... 1
8616	<input type="checkbox"/> Sélénium (15 €) ..... 1 7]
2622	<input type="checkbox"/> Osmolalité ..... 1
987	<input type="checkbox"/> Bicarbonate ..... 1
991	<input type="checkbox"/> Ammoniac (EDTA à 4°C) ..... 2



### En pratique

- Prélèvement sur tube sec
- Délai de réponse : **1 jour**
- Valeurs de référence (méthode colorimétrique)  
Zinc : 70 - 120 µg/dL  
Cuivre : 70 - 140 µg/dL
- Facturation au patient : **2€/ analyse**
- Documents à télécharger  
[Chirurgie bariatrique et carences en zinc/cuivre](#)  
[Fiche analyse Zinc](#)  
[Fiche analyse Cuivre](#)

Cordialement,

La Direction et l'équipe scientifique IBC'LAB